

Immunocheck

Non solo programmi di VEQ, ma anche Controllo di Qualità Interno

QualiMedLab da quest'anno, oltre ai programmi di VEQ, propone ai laboratori materiali e servizi per il Controllo di Qualità Interno (CQI).

Come i colleghi di ProBioQual –il più importante provider in Francia per il controllo di qualità con cui il nostro gruppo collabora da oltre vent'anni- proponiamo, come sieri a "concentrazione nota" per il CQI, gli stessi campioni di controllo già misurati nei cicli di VEQ di anni precedenti. Per questo, i valori medi e gli intervalli di accettabilità degli analiti per i differenti metodi sono stimati con elevata affidabilità a partire dai risultati di centinaia di laboratori partecipanti alle VEQ Immunocheck.

Il progetto QualiMedLab **CQI-Immunocheck** prevede inoltre la possibilità per i laboratori - attraverso l'uso del nostro sito web- di comunicare i loro risultati e di consultare in tempo reale le analisi di EQAS-CNR inclusive dei dati di altri laboratori che usano gli stessi sieri di controllo e gli stessi metodi.

Punti di forza del progetto QualiMedLab CQI-Immunocheck

- ▶ 30 anni di esperienza nel controllo di qualità in Medicina di laboratorio
- ▶ sieri di controllo esclusivamente di origine umana e ampiamente collaudati e valutati in programmi di VEQ
- ▶ valori medi e intervalli di accettabilità calcolati dai risultati di centinaia di laboratori
- ▶ sito web con documentazione sui risultati ottenuti dagli utilizzatori dello stesso siero di controllo
- ▶ marchio CE e certificazione UNI EN ISO 9001:2008

Sieri per il CQI dei seguenti analiti:

-SERIE IM: T3, fT3, T4, fT4, TSH, LH, FSH, Insulina, hCG, Prolattina, Cortisolo, E2, Progesterone, Testosterone, CEA, AFP, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, tPSA, fPSA, cPSA, Ferritina, Folati, Vitamina B12

-SERIE IH: Aldosterone, DHEA-Solfato, Delta-4-androstenedione, 17 α -OH-progesterone, Testosterone libero, C-peptide, hGH, Gastrina

-SERIE IA: ACTH

-SERIE IC: Calcitonina

-SERIE IS: IGF1, SHBG

-SERIE IR: Plasma Renin Activity (PRA), Renina diretta

-SERIE IV: NSE, 25(OH) vitamina D, 1-25(OH)₂ vitamina D

CQI - Immunocheck

dai programmi di VEQ EQAS-CNR
materiali e servizi per il Controllo di Qualità Interno

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
QUALIMEDLAB



CQI IMMUNOCHECK

Sieri per CQI a concentrazione nota (*)

Codice	Descrizione del prodotto	Analiti
IM201T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IM controlli A-B-C · 3 livelli 15 flaconi IM da 5mL: 5 flaconi per livello	T3, fT3, T4, fT4, TSH, LH, FSH, Insulina, hCG, Prolattina, Cortisolo, E2, Progesterone, Testosterone, CEA, AFP, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, tPSA, fPSA, cPSA, Ferritina, Folati, Vitamina B12
IM201A	CQI - IMMUNOCHECK campioni IM controllo A · livello 1 · 5 flaconi IM da 5mL	
IM201B	CQI - IMMUNOCHECK campioni IM controllo B · livello 2 · 5 flaconi IM da 5mL	
IM201C	CQI - IMMUNOCHECK campioni IM controllo C · livello 3 · 5 flaconi IM da 5mL	
IM301T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IM controlli A-B-C · 3 livelli 3 flaconi IM da 5mL: 1 flacone per livello	
IH201T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IH controlli A-B-C · 3 livelli 15 flaconi IH da 5mL: 5 flaconi per livello	Aldosterone, DHEA-solfato, Delta-4-androstenedione, 17 α -OH-progesterone, Testosterone libero, C-peptide, hGH, Gastrina
IH201A	CQI - IMMUNOCHECK campioni IH controllo A · livello 1 · 5 flaconi IH da 5mL	
IH201B	CQI - IMMUNOCHECK campioni IH controllo B · livello 2 · 5 flaconi IH da 5mL	
IH201C	CQI - IMMUNOCHECK campioni IH controllo C · livello 3 · 5 flaconi IH da 5mL	
IH301T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IH controlli A-B-C · 3 livelli 3 flaconi IH da 5mL: 1 flacone per livello	
IA201T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IA controlli A-B-C · 3 livelli 15 flaconi IA da 1mL: 5 flaconi per livello	ACTH
IA201A	CQI - IMMUNOCHECK campioni IA controllo A · livello 1 · 5 flaconi IA da 1mL	
IA201B	CQI - IMMUNOCHECK campioni IA controllo B · livello 2 · 5 flaconi IA da 1mL	
IA201C	CQI - IMMUNOCHECK campioni IA controllo C · livello 3 · 5 flaconi IA da 1mL	
IA301T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IA controlli A-B-C · 3 livelli 3 flaconi IA da 1mL: 1 flacone per livello	
IC201T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IC controlli A-B-C · 3 livelli 15 flaconi IC da 1mL: 5 flaconi per livello	Calcitonina
IC201A	CQI - IMMUNOCHECK campioni IC controllo A · livello 1 · 5 flaconi IC da 1mL	
IC201B	CQI - IMMUNOCHECK campioni IC controllo B · livello 2 · 5 flaconi IC da 1mL	
IC201C	CQI - IMMUNOCHECK campioni IC controllo C · livello 3 · 5 flaconi IC da 1mL	
IC301T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IC controlli A-B-C · 3 livelli 3 flaconi IC da 1mL: 1 flacone per livello	

(*) Tutte le confezioni contengono un inserto con le concentrazioni e gli intervalli di accettabilità per i principali metodi usati dai laboratori

Codice	Descrizione del prodotto	Analiti
IS201T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IS controlli A-B-C · 3 livelli 15 flaconi IS da 1 mL: 5 flaconi per livello	IGF1, SHBG
IS201A	CQI - IMMUNOCHECK campioni IS controllo A · livello 1 · 5 flaconi IS da 1 mL	
IS201B	CQI - IMMUNOCHECK campioni IS controllo B · livello 2 · 5 flaconi IS da 1 mL	
IS201C	CQI - IMMUNOCHECK campioni IS controllo C · livello 3 · 5 flaconi IA da 1 mL	
IS301T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IS controlli A-B-C · 3 livelli 3 flaconi IS da 1 mL: 1 flacone per livello	
IR201T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IR controlli A-B-C · 3 livelli 15 flaconi IR da 1 mL: 5 flaconi per livello	Plasma Renin Activity (PRA), Renina diretta
IR201A	CQI - IMMUNOCHECK campioni IR controllo A · livello 1 · 5 flaconi IR da 1 mL	
IR201B	CQI - IMMUNOCHECK campioni IR controllo B · livello 2 · 5 flaconi IR da 1 mL	
IR201C	CQI - IMMUNOCHECK campioni IR controllo C · livello 3 · 5 flaconi IR da 1 mL	
IR301T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IR controlli A-B-C · 3 livelli 3 flaconi IR da 1 mL: 1 flacone per livello	
IV201T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IV controlli A-B-C · 3 livelli 15 flaconi IV da 2 mL: 5 flaconi per livello	25(OH) vitamina D, 1-25(OH) ₂ vitamina D, NSE
IV201A	CQI - IMMUNOCHECK campioni IV controllo A · livello 1 · 5 flaconi IV da 2 mL	
IV201B	CQI - IMMUNOCHECK campioni IV controllo B · livello 2 · 5 flaconi IV da 2 mL	
IV201C	CQI - IMMUNOCHECK campioni IV controllo C · livello 3 · 5 flaconi IV da 2 mL	
IV301T	CQI - IMMUNOCHECK campioni IV controlli A-B-C · 3 livelli 3 flaconi IV da 2 mL: 1 flacone per livello	

(*) Tutte le confezioni contengono un inserto con le concentrazioni e gli intervalli di accettabilità per i principali metodi usati dai laboratori