

Immunocheck

Non solo programmi di VEQ, ma anche Controllo di Qualità Interno

QualiMedLab da quest'anno, oltre ai programmi di VEQ, propone ai laboratori materiali e servizi per il Controllo di Qualità Interno (CQI).

Come i colleghi di ProBioQual –il più importante provider in Francia per il controllo di qualità con cui il nostro gruppo collabora da oltre vent'anni- proponiamo, come sieri a "concentrazione nota" per il CQI, gli stessi campioni di controllo già misurati nei cicli di VEQ di anni precedenti. Per questo, i valori medi e gli intervalli di accettabilità degli analiti per i differenti metodi sono stimati con elevata affidabilità a partire dai risultati di centinaia di laboratori partecipanti alle VEQ Immunocheck.

Il progetto QualiMedLab **CQI-Immunocheck** prevede inoltre la possibilità per i laboratori - attraverso l'uso del nostro sito web- di comunicare i loro risultati e di consultare in tempo reale le analisi di EQAS-CNR inclusive dei dati di altri laboratori che usano gli stessi sieri di controllo e gli stessi metodi.

Punti di forza del progetto QualiMedLab CQI-Immunocheck

- ▶ 30 anni di esperienza nel controllo di qualità in Medicina di laboratorio
- ▶ sieri di controllo esclusivamente di origine umana e ampiamente collaudati e valutati in programmi di VEQ
- ▶ valori medi e intervalli di accettabilità calcolati dai risultati di centinaia di laboratori
- ▶ sito web con documentazione sui risultati ottenuti dagli utilizzatori dello stesso siero di controllo
- ▶ marchio CE e certificazione UNI EN ISO 9001:2008

Sieri per il CQI dei seguenti analiti:

-SERIE IM: T3, fT3, T4, fT4, TSH, LH, FSH, Insulina, hCG, Prolattina, Cortisolo, E2, Progesterone, Testosterone, CEA, AFP, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, tPSA, fPSA, cPSA, Ferritina, Folati, Vitamina B12

-SERIE IH: Aldosterone, DHEA-Solfato, Delta-4-androstenedione, 17 α -OH-progesterone, Testosterone libero, C-peptide, hGH, Gastrina

-SERIE IA: ACTH

-SERIE IC: Calcitonina

-SERIE IS: IGF1, SHBG

-SERIE IR: Plasma Renin Activity (PRA), Renina diretta

-SERIE IV: NSE, 25(OH) vitamina D, 1-25(OH)₂ vitamina D

CQI - Immunocheck

dai programmi di VEQ EQAS-CNR
materiali e servizi per il Controllo di Qualità Interno



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
QUALIMEDLAB